

behrotest® Säulenelutionseinheit, Behr Column Elution Units

behrotest® Säulenelutionseinheit für die Elution von Bodenproben

Säulenelutionseinheit nach LUA-Empfehlung mit 4-Kanal-Schlauchpumpe mit regelbarer Drehzahl. Die Einheit besteht aus:

- Systemaufbaustativ
- Regelbare 4-Kanal-Schlauchpumpe mit regelbarer Drehzahl
- Vorratsgefäß, 20 l
- 4 Elutionssäulen, Innendurchmesser 6 cm, 32 cm lang, mit 2 Verschraubungen (GL 45, mit Tefloneinsätzen) zum einfachen Befüllen der Säulen
- 4 Auffangflaschen für das Säuleneluat, 2 l, mit Verschraubung (GL 45) und Entlüftung
- Zulaufschlauch aus TYGON und PVC, mit Rückfluss-Sicherung im Säulenzulauf
- Teflonleitungen zwischen Säulen und Auffanggefäßen
- Fließrate 0,003 bis 35 ml/min
- Drehzahlbereich 2 bis 100 min⁻¹
- simultane Regelung aller 4 Kanäle

Artikel	Best.-Nr.
① Säulenelutionseinheit SEB 32 R	80 48 86100

behrotest® Kompaktapparat für die Elution von Feststoffen

Perkolationsapparat für die gemeinsame Untersuchung des Elutionsverhaltens von Feststoffen nach DIN 19528:2007-10. Inklusive Schlauchpumpe mit 2 Kanälen und 2 verschiedenen Pumpenschläuchen für eine Fließrate von 0,25 – 12 ml/min. und 0,66 – 33 ml/min. (Andere Pumpenschläuche auf Anfrage)

Komplettapparat, bestehend aus:

- Perkolationsssäule mit Vorfiltern auf stabilem Ständer
- Vorratsflasche mit Verschluss und Lanze
- Schlauch
- Eluatleitung aus PTFE
- Sammelgefäß aus Glas, Verschluss mit Entlüftungskanüle

Artikel	Best.-Nr.
Komplettapparat Typ KEB	10 48 86020

zur Elution von Feststoffen für eine Probe mit Glassäule GS 950, inkl. 2-Kanal-Schlauchpumpe und 2 Schläuchen für unterschiedliche Fließraten

Ergänzungsapparat Typ KEBE	10 48 86016
-----------------------------------	--------------------

zur Elution von Feststoffen für eine Probe mit Glassäule GS 950, ohne Schlauchpumpe, inkl. 2 Pumpenschläuche für unterschiedliche Fließrate

② Komplettapparat Typ KEB 101	10 48 86021
--------------------------------------	--------------------

zur Elution von Feststoffen für eine Probe mit großer Glassäule GS 101, inkl. Schlauchpumpe und 2 Schläuchen für unterschiedliche Fließraten

Ergänzungsapparat Typ KEBE 101	10 48 86022
---------------------------------------	--------------------

zur Elution von Feststoffen für eine Probe mit großer Glassäule GS 101, ohne Schlauchpumpe, mit 2 Schläuchen für unterschiedliche Fließraten

Glassäule GS 950, 60 × 320 mm	10 48 86002
--------------------------------------	--------------------

Glassäule GS 101, 90 × 500 × 5 mm, Gewinde GL 100	10 48 86019
--	--------------------

Schlauchpaket SRR mit 4 Pumpenschläuchen aus Tygon	10 48 86017
---	--------------------

Fließrate 0,25 – 12 ml/min

Schlauchpaket SVV mit 4 Pumpenschläuchen aus Tygon	10 48 86018
---	--------------------

Fließrate 0,66 – 33 ml/min

