

Sauerstoff-Flaschen, ORI Oxygen Bottles

Sauerstoff-Flaschen mit Spezial-Kunststoff-Stopfen ORI-O₂-NS. Alle Stopfen haben exakt das gleiche Verdrängungsvolumen. Ein Vertauschen bewirkt somit keine Messfehler. Auf eine eindeutige Kennzeichnung der Flasche und des Stopfen, wie bei den Sauerstoffflaschen nach Winkler bisher gefordert, kann somit verzichtet werden.

Sauerstoff-Steilbrust-/Enghals-Flaschen

Mit Kunststoff-Stopfen ORI-O₂-NS, mit Mattschild, geeignet für Bleistifteintragung der eingedruckten Angaben: Probe-Nr./Datum/O₂-mg/l.

Typ	Volumen ca. ml	NS	Best.-Nr.
genau justiert, aufgedruckte Inhaltsangabe	120 – 150	14,5	14 22 52114
genau justiert, aufgedruckte Inhaltsangabe	250 – 300	19	14 22 52119
unjustiert	120 – 150	29	14 22 52229

Ersatz-Kunststoff-Stopfen

für Flaschen-Volumen ml	NS	Best.-Nr.
ca. 100	14,5	14 22 52314
ca. 250	19	14 22 52319
ca. 100	29	14 22 52329

