

## Einweg-Erlenmeyerkolben, NALGENE®, IDL Disposable Erlenmeyer Flasks

### Erlenmeyerkolben aus PETG, steril

Diese bruchfesten, glasklaren, sterilen Einweg-Erlenmeyerkolben gibt es in 4 verschiedenen Ausprägungen. Sie haben wahlweise einen planen Boden oder im Boden eingelassene Schikanen, zudem werden sie mit vormontiertem festen Schraubverschluss oder mit einem belüfteten Schraubverschluss geliefert. Das PETG-Material bietet unvergleichliche Barriereigenschaften gegenüber anderen Kunststoffmaterialien oder Glas.

| Vol.<br>ml | Ausführung                                  | Material | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|------------|---------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| 125        | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>29 87 41121</b> | 24             |
| 250        | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>29 87 41122</b> | 12             |
| 500        | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>29 87 41123</b> | 12             |
| 1000       | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>29 87 41124</b> | 6              |
| 2000       | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>29 87 41125</b> | 4              |
| 2800       | planer Boden, fester Schraubverschluss      | PETG     | <b>10 87 41126</b> | 4              |
| 125        | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>29 87 41131</b> | 24             |
| 250        | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>29 87 41132</b> | 12             |
| 500        | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>29 87 41133</b> | 12             |
| 1000       | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>29 87 41134</b> | 6              |
| 2000       | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>29 87 41135</b> | 4              |
| 2800       | Schikaneboden, fester Schraubverschluss     | PETG     | <b>10 87 41136</b> | 4              |
| 125        | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41141</b> | 24             |
| 250        | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41142</b> | 12             |
| 500        | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41143</b> | 12             |
| 1000       | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41144</b> | 6              |
| 2000       | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41145</b> | 4              |
| 2800       | planer Boden, belüfteter Schraubverschluss  | PETG     | <b>10 87 41146</b> | 4              |
| 125        | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41151</b> | 24             |
| 250        | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41152</b> | 12             |
| 500        | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41153</b> | 12             |
| 1000       | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41154</b> | 6              |
| 2000       | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41155</b> | 4              |
| 2800       | Schikaneboden, belüfteter Schraubverschluss | PETG     | <b>10 87 41156</b> | 4              |

### Belüftungsverschlüsse

| für Flaschen-Volumen<br>ml | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| 125 + 250                  | <b>29 87 40038</b> | 12             |
| 500 + 1000 + 2000          | <b>29 87 40045</b> | 12             |

