

Kühlfallen, 2-teilig, Rettberg Cooling Traps

Kühlfallen, 2-teilig

Unterteil abnehmbar, komplett, für Arbeiten unter Vakuum geeignet, Borosilikatglas 3.3, Volumen ca. 1000 ml, (Kondensatvolumen ca. 500 ml)

Unterteil mit Flansch DN 60, Dichtung und Klemme,

Oberteil mit 2 seitlichen Kleinflanschen DN 25 mm (starkwandig), zur Montage an Hochvakuumleitungen, Metall-Flanschbauteilen u. ä.

Artikel	Best.-Nr.
Kühlfalle 2-teilig	13 40 51154
Kühlfalle 2-teilig	13 40 51254

mit einem zusätzlichen Kleinflansch DN 16 (Standardflansch)
zur Montage einer Pirani-Messsonde

Lieferung ohne das mitabgebildete Stativmaterial

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Satz Übergangsstücke (2 Stück)	13 40 51425
Kleinflansch KF 25 mm (starkwandig), auf Schlauchwelle 16 mm mit Klemme und Dichtung (für Schlauchleitungseinbau)	
Schellenring-Halterung	13 40 51420
mit Stange zur Befestigung der Kühlfalle an einem Stativ	
Blindkappe zum Verschließen des Pirani-Anschlusses	13 40 51416
mit Kleinflansch DN 16 mm, Klemme und Dichtung	

