

Microliterspritzen®-Serie 7000, IDL Microliter Syringes, Series 7000

Bei diesen Spritzen für die GL, LC, TLC und Biochemie wird das gesamte Probenvolumen in der Kanüle aufgenommen. Der Wolframkolben reicht bis zur Kanülenspitze, d. h. 100% des Probenvolumens werden genutzt. Arbeiten gegen hohen Gegendruck und Einsatz in Dispenser möglich.

pst = point-style

- pst2: schräg angeschliffen, 10° rund gebogen
- pst3: 90° mit gerundeten Kanten
- KH: spezielle Ausführung mit Wolframkolben, welcher das Volumen direkt in der Nadel abmisst

Ausführung KH, Spitzentyp 3

90° angeschliffen, z. B. zum Auftragen von Proben auf TLC-Platten.

Spritzen- Typ	Vol. µl	Teil. µl	Kanülenmaße L x A.-Ø x I.-Ø mm	Totvol. µl	Kan.- Gauge	Best.-Nr.
7000.5	0,5	0,005	70 x 0,50 x 0,11	0	25	19 00 70101
7101	1,0	0,01	70 x 0,70 x 0,15	0	22 S	19 00 70301
7102	2,0	0,02	70 x 0,63 x 0,21	0	23	19 00 70501

Ausführung KH, Spitzentyp 2

Zum Durchstechen von Septen hat die Kanülenspitze einen Anschliff von 10 – 12° und ist leicht nach innen gebogen.

Spritzen- Typ	Vol. µl	Teil. µl	Kanülenmaße L x A.-Ø x I.-Ø mm	Totvol. µl	Kan.- Gauge	Best.-Nr.
7001	1,0	0,01	70 x 0,47 x 0,15	0	24	19 00 80135
7002	2,0	0,02	70 x 0,50 x 0,21	0	25 S	19 00 88411
① 7105	5,0	0,05	70 x 0,56 x 0,33	0	25	19 00 70601

