

Laboröfen, Carbolite Gero Economy Laboratory Furnaces

Modell ELF bis 1100°C

Der Aufbau mit einer aus einem Stück vakuumgeformten keramischen Muffel mit 2 beheizten Seiten garantiert eine schnelle Aufheizzeit von nur ca. 30 Minuten. Das Doppelgehäuse mit natürlicher Luftzirkulation sorgt für niedrige Temperaturen am äußeren Gehäuse.

Der neue und vollständig überarbeitete Aufbau der Innenkammer beinhaltet nun auch eine stabile und abriebfeste Bodenplatte. Der PID-Regler E301 besitzt eine digitale Anzeige für Soll- und Ist-Temperatur sowie die Möglichkeit, eine Rampe zum Setpoint zu programmieren.

Typ	Nutz-H x B x T mm	A.-H x B x T mm	Vol. l	Anschluss	Gew. kg	Best.-Nr.
① 11/6b	165x180x210	580x410x420	6,0	230 V/2 kW	24	42 71 11006
11/14b	210x220x310	630x450x520	14,0	230 V/3 kW	31	42 71 11014
11/23b	235x255x400	715x505x690	23,0	400 V/6 kW	52	10 71 11023

CARBOLITE
IGERO 30-3000 °C

