

PCR Platten und Polypropylen Mikroplatten, Eppendorf PCR Plates and Polypropylene Microplates



eppendorf

PCR Platten

Eppendortwin.tec® PCR Plates 96 und 384 bieten Ihnen die Vorteile zweier Materialien: die Wells werden aus produktionsreinem Polypropylen gefertigt, dem meistgenutzten und erfolgreichsten Material für PCR Gefäße; Polycarbonat, ein besonders steifes Material, bildet Plattenoberfläche und Rand („skirt“). Eppendorfs zertifizierter Reinheitsstandard – „PCR clean“ – garantiert, dass die Eppendorf twin.tec PCR Plates frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren sind.

- Erhöhte Planparallelität und ausgezeichnete Steifigkeit und Verwindungssicherheit
- Extrem dünnwandig für optimalen Wärmetransfer in die Probe
- Diagonalisierte Ecke und alphanumerisches Orientierungssystem
- Erhöhte Ränder um die einzelnen Wells („raised rims“) für effektives Verschließen und reduziertes Cross-Kontaminations-Risiko
- Autoklavierbar (121°C, 20 min.)
- Zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor
- Erhältlich als skirted, semiskirted und unskirted

twin.tec real-time PCR plates

Eppendorf twin.tec real-time PCR Plates bieten alle Vorteile der normalen twin.tec Plates und zusätzlich die Vorteile von weißen Wells für Ihre real-time PCR.

Die weißen Wells der Eppendorf twin.tec real-time PCR Plates reflektieren Fluoreszenz besser als klare oder angeraute Wells.


NEU:

twin.tec PCR Plate 96, unskirted, teilbar

- Kann in 4 Segmente à 24 Wells unterteilt werden
- Passend für die meisten gängigen Thermocycler
- Erhältlich mit regular-profile (250 µl) oder low-profile (150 µl) Wells

twin.tec microbiology PCR Plate

- Steril, einzeln geblistert
- Zertifiziert als PCR clean
- Zusätzlich frei von bakterieller DNA¹⁾
- Für alle Anwendungen, bei denen absolute Reinheit oder nachweisbare Freiheit von bakterieller DNA erforderlich ist



Artikel	Best.-Nr.	VE St./
① twin.tec PCR Plate 96 semi-skirted (Wells farblos), farblos	29 69 28575	25
twin.tec PCR Plate 96, skirted (Wells farblos), farblos	29 69 28648	25
twin.tec PCR Plate 96, skirted (Wells schwarz), gelb	29 69 28656	25
twin.tec PCR plate 384, (Wells farblos), farblos	29 69 28508	25
twin.tec PCR plate 384, (Wells schwarz), gelb	10 69 28818	25
③ twin.tec PCR Plate 96, unskirted, teilbar, 250 µl, farblos	10 69 33374	20
twin.tec PCR Plate 96, unskirted, 250 µl, farblos	10 69 33366	20
twin.tec PCR Plate 96, unskirted, low-profile, teilbar, 150 µl, farblos	10 69 33358	20
② twin.tec PCR Plate 96, unskirted, low-profile, 150 µl, farblos	10 69 33307	20
twin.tec microbiology PCR Plate 384, semi-skirted, farblos	10 69 29342	10
② twin.tec microbiology PCR Plate 96, semi-skirted, farblos	10 69 29326	10
twin.tec microbiology PCR Plate 96, skirted, farblos	10 69 29300	10
twin.tec real-time PCR Plate 96, skirted (Wells weiß), weiß	10 69 32513	25
twin.tec real-time PCR Plate 96, semi-skirted (Wells weiß), weiß	10 69 32548	25

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Weitere Farben auf Anfrage.

¹⁾ Die Formulierung „frei von“ im Zusammenhang mit den Reinheitsklassen bedeutet, dass die Prüfung eine Konformität innerhalb der Nachweisgrenzen ergab (siehe Lot-spezifisches Zertifikat).



④ Polypropylen Mikroplatten

Die neuen Eppendorf Polypropylen Microplates setzen einen neuen Standard bei Transparenz, Reinheit und Stabilität! Alle Eppendorf Microplates werden unter ISO-zertifizierten Reinraumbedingungen gefertigt. Sie sind in den Qualitätsstandards PCR clean (frei von Human-DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren)¹⁾ oder Steril erhältlich. Dabei wird nach Vorgabe der hohen Eppendorf Qualitätsstandards jede Charge individuell getestet und zertifiziert.

- Höchste Transparenz für verbesserte Probensichtbarkeit
- OptiTrack® Matrix für einfache und schnelle Well-Identifikation
- g-safe® für hohe Zentrifugier- und Mischstabilität
- RecoverMax® Well Design für maximale Probenrückgewinnung
- Flache, planare Oberfläche mit erhöhten Wellrändern für effektives Versiegeln
- Schwarze und weiße Mikrotestplatten optimiert auf eine verbesserte Sensitivität bei Fluoreszenz- und Lumineszenz Assays
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Chargen-Testung und Zertifizierung in PCR clean- oder Steril-Qualität

Bezeichnung	Qualität	Well-farbe	Umrang-farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
Microplate 96/F-PP	PCR clean	klar	weiß	10 69 01106	80
Microplate 96/F-PP	steril	klar	weiß	10 69 02102	80
Microplate 96/F-PP	PCR clean	weiß	grau	10 69 01475	80
Microplate 96/U-PP	PCR clean	klar	weiß	10 69 01203	80
Microplate 96/U-PP	steril	klar	weiß	10 69 02200	80
Microplate 96/U-PP	PCR clean	weiß	grau	10 69 01572	80
Microplate 96/U-PP	PCR clean	schwarz	weiß	10 69 01807	80
Microplate 96/V-PP	PCR clean	klar	weiß	10 69 01300	80
Microplate 96/V-PP	steril	klar	weiß	10 69 02307	80
Microplate 96/V-PP	PCR clean	weiß	grau	10 69 01670	80
Microplate 384/V-PP	PCR clean	schwarz	weiß	10 69 01904	80
Microplate 384/F-PP	PCR clean	klar	weiß	10 69 21107	80
Microplate 384/F-PP	steril	klar	weiß	10 69 22103	80
Microplate 384/V-PP	PCR clean	klar	weiß	10 69 21301	80
Microplate 384/V-PP	steril	klar	weiß	10 69 22308	80
Microplate 384/V-PP	DNA LoBind, PCR clean	klar	weiß	10 69 23304	80
Microplate 384/V-PP	Protein LoBind, PCR clean	klar	weiß	10 69 24300	80
Microplate 384/V-PP	PCR clean	weiß	grau	10 69 21670	80
Microplate 384/V-PP	PCR clean	schwarz	weiß	10 69 21905	80

¹⁾ Die Formulierung „frei von“ im Zusammenhang mit den Reinheitsklassen bedeutet, dass die Prüfung eine Konformität innerhalb der Nachweisgrenzen ergab (siehe Lot-spezifisches Zertifikat).



④

