

Drigalski-Spatel, neoLab® Drigalski Spatula

Drigalski-Spatel aus Edelstahl und Glas

In den gängigsten Formen zum Ausstreichen auf Platten oder für eine bessere Verteilung von Medien.

	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Form	Material	Best.-Nr.
①	165	30	2	flacher Griff	Edelstahl	33 01 31734
②	195	40	4	Stiel mit Dreieck	Edelstahl	33 01 31732
③	195	40	4	L-Form	Edelstahl	33 01 31724
④	165	40	4	L-Form	Edelstahl	33 01 31729
⑤	200	45	4	Stiel mit Dreieck	Glas	33 01 31721

Einweg-Drigalski-Spatel aus ABS-Kunststoff

Zum sofortigen Gebrauch. Die glatte Oberfläche zerstört kein Agar und mischt keine Medienschichten.

Delta™ (Abb. 8) für besonders schonendes Arbeiten. Der Dreieckskopf verteilt den Druck gleichmäßig, der Griff ist leicht flexibel und mit Griffrippen ausgestattet.

Einzeln steril verpackt.

	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Form	Best.-Nr.	VE St./Pack
⑥	146	38	4	L-Form	10 01 31736	10
⑦	172	37	14	Delta	10 01 31737	10

⑧ Einweg-Drigalski-Spatel, steril aus PS

Einmal-Drigalski-Spatel aus Polystyrol. Ideal zum gleichmäßigen Verteilen von Bakterienkulturen. Die glatte Oberfläche verringert das Risiko der Zerstörung von Agarschichten.

Verpackungsart	Farbe	steril	Best.-Nr.	VE St./Pack
einzel	orange	ja	10 01 40066	500
10 Stk./Pack	orange	ja	10 01 40067	10

