

Flokkulatoren, LAT Flocculators

Flockungs-Tests wurden für eine Reihe von Anwendungen entwickelt, z.B. die Prüfung der Wirksamkeit von Flockungs- oder Fällungsmitteln. Das tragbare Gerät kann mit Batterie oder 12 V-Stromversorgung mobil betrieben werden. Die Geräte der JLT und FC Serie bieten bei einem weiten Drehzahlbereich reproduzierbare Ergebnisse für vier oder 6 parallele Proben.

① Tragbarer Flokkulator FP4

Technische Daten:

Anzahl Rührstellen: 4
Geschwindigkeit: 20-40-50-100-200 rpm
Beleuchtung: zentral
Abmessungen: 250 × 320 × 250 mm
Gewicht: 4,8 kg
Leistungsaufnahme: 6 W

Artikel	Best.-Nr.
Tragbarer Flokkulator FP4	10 20 16004

Flokkulatoren JLT Serie

Technische Daten: JLT 4

Anzahl Rührstellen: 4
Geschwindigkeit: 10-300 rpm
Zeitschaltuhr: 0-999 min/0-99 Std.
Beleuchtung: Hintergrund
Abmessungen: 645 × 347 × 260 mm
Gewicht: 13 kg
Leistungsaufnahme: 11 W

JLT 6

6
10-300 rpm
0-999 min/0-99 Std.
Hintergrund
935 × 347 × 260 mm
17 kg
19 W

Artikel	Best.-Nr.
Flokkulator JLT4	10 20 16104
Flokkulator JLT6	10 20 16106

② Flokkulatoren mit unabhängigen Positionen – FCS Serie

Technische Daten: FC4S

Anzahl Rührstellen: 4 unabhängige Positionen
Geschwindigkeit: 10-15-30-45-60-90-120-150-200 rpm
Zeitschaltuhr: kontinuierlich
Beleuchtung: Hintergrund
Abmessungen: 645 × 347 × 260 mm
Gewicht: 12,5 kg
Leistungsaufnahme: 18 W

FC6S

6 unabhängige Positionen
10-15-30-45-60-90-120-150-200 rpm
kontinuierlich
Hintergrund
935 × 347 × 260 mm
18 kg
23 W

Artikel	Best.-Nr.
Flokkulator FC4S	10 20 16204
Flokkulator FC6S	10 20 16206



webcode
WWW4U080

